

Πλαστές ταινίες μέτρησης σακχάρου OneTouch® Ultra® στην Ελλάδα

5 Οκτωβρίου 2012

Εάν χρησιμοποιείτε, συστήνετε, διανέμετε ή πουλάτε ταινίες μέτρησης σακχάρου OneTouch® Ultra® θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι πρόσφατα εντοπίσαμε πλαστές ταινίες μέτρησης σακχάρου OneTouch® Ultra® στην Ελλάδα.

Οι πλαστές ταινίες μέτρησης σακχάρου που εντοπίστηκαν δεν είναι αυθεντικές και δεν κατασκευάζονται από τη LifeScan.

Το θέμα αυτό **δεν** αφορά τις ταινίες μέτρησης OneTouch® Vita.

Ο εργαστηριακός έλεγχος που έγινε από τη LifeScan σε δείγματα αυτών των πλαστών ταινιών, έδειξε ότι δεν είναι αξιόπιστες, καθώς δίνουν υψηλής κλινικής σημαντικότητας ανακριβή αποτελέσματα μετρήσεων. Η LifeScan δεν είναι δυνατό να διασφαλίσει την ακρίβεια και την αξιοπιστία αποτελεσμάτων μέτρησης γλυκόζης αίματος από προϊόντα που δεν έχει κατασκευάσει. Η χρήση αυτών των πλαστών ταινιών μέτρησης σακχάρου θα μπορούσε να δώσει ανακριβή αποτελέσματα, που θα οδηγήσουν σε ακατάλληλο θεραπευτικό σχήμα. Για παράδειγμα, θεραπεία με ινσουλίνη που βασίζεται σε ανακριβείς τιμές γλυκόζης αίματος θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή βλάβη ή θάνατο.

Πώς θα αναγνωρίσετε τις πλαστές ταινίες μέτρησης OneTouch® Ultra®

Οι πλαστές ταινίες μέτρησης που έχουμε εντοπίσει και η συσκευασία τους, μπορούν να αναγνωριστούν από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:


- Όλες οι ταινίες μέτρησης OneTouch® Ultra® (συσκευασίες των 50), που φέρουν τους παρακάτω αριθμούς παρτίδας, είναι πλαστές:

32428691 3268762 3243186 3228064 3228631

- Ο αριθμός παρτίδας βρίσκεται επάνω στο χάρτινο κουτί αλλά και στο φιαλίδιο.
- Οι παραπάνω αριθμοί παρτίδας δεν αντιστοιχούν σε υπαρκτούς αριθμούς παρτίδας της LifeScan.
- Τα πλαστά προϊόντα φέρουν **αυτοκόλλητο** με το barcode, τον αριθμό παρτίδας και την ημερομηνία λήξης στο πλαϊνό τμήμα του χάρτινου κουτιού (δείτε στην εικόνα επάνω), ενώ οι αυθεντικές ταινίες μέτρησης της LifeScan έχουν αυτές τις πληροφορίες **τυπωμένες απευθείας** στο ίδιο σημείο του χάρτινου κουτιού.



Πλαστή χάρτινη συσκευασία



Πλαστό φιαλίδιο

Παρακαλούμε να επισκέπτεστε το δικτυακό τόπο: www.GenuineOneTouch.com, σε τακτά χρονικά διαστήματα για να μάθετε εάν έχουν εντοπιστεί και προστεθεί στην παρούσα λίστα και άλλα πλαστά προϊόντα.

Τι θα πρέπει να κάνετε

Εάν καταλήξετε στο ότι έχετε στην κατοχή σας πλαστές ταινίες μέτρησης, ή χρειάζεστε βοήθεια παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Lifescan, καλώντας στο **Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 800 11 78 888 (Γραμμή χωρίς χρέωση)**.

Σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά τα αποθέματά σας σε ταινίες μέτρησης OneTouch®Ultra®. Οι ασθενείς που έχετε στην κατοχή σας πλαστές ταινίες μέτρησης, θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως να τις χρησιμοποιείτε και να προχωρήσετε στην αντικατάστασή τους με αυθεντικές ταινίες μέτρησης OneTouch®Ultra®. Θα πρέπει επίσης να ενημερώσετε το θεράποντα ιατρό σας, για να αξιολογήσει τι επιπτώσεις μπορεί να έχει το θεραπευτικό σχήμα που λαμβάνετε.

Πώς η LifeScan αντιμετωπίζει το θέμα αυτό

Η LifeScan συνεργάζεται στενά με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) για να προληφθεί η εισαγωγή πλαστών ταινιών μέτρησης στην Ελλάδα. Επιστούμε την προσοχή σε διανομείς, εμπόρους, επαγγελματίες υγείας και ασθενείς σχετικά με το θέμα.

Η ενημέρωση μπορεί να βρεθεί στο δικτυακό τόπο: www.GenuineOneTouch.com.

Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα σε τακτά χρονικά διαστήματα, για σημαντικές ενημερώσεις που μπορεί να εκδοθούν στο μέλλον σχετικά με πλαστά προϊόντα.

Εάν έχετε ερωτήματα ή προβληματισμούς σχετικά με τις ταινίες μέτρησης OneTouch® Ultra®, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το **Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 800 11 78 888 (Γραμμή χωρίς χρέωση)**.

Με εκτίμηση,



Jose Manuel Yebra Mesquida
LifeScan Business Unit Manager Greece & Turkey